



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Aparat profilaxie Supra&Subgingival Refine iJet2S Conexiune KaVo

Pret:

1.990,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Aparatul de profilaxie iJet 2S dispune de doua piese de mana: QC J1 (supragingivala) / QC J2 (periodontala) cu ajutorul carora se poate indeparta placa dentara, detritusul, tartrul si petele de pe suprafata dintilor naturali, suprafata interproximala, zona parodontala, restaurarile, implanturile si bracketii ortodontici, astfel incat sa preveniti boala parodontala.

Designul unic al duzei face ca jetul sa fie mai concentrat si poate gestiona cu usurinta zonele care nu sunt usor de curatat, cum ar fi suprafetele ocluzale, bracketii ortodontici, etc. De asemenea, poate lustrui suprafata dentara in timpul tratamentului de detartraj, astfel incat placa si pigmentul sa nu fie usor de reatasat.

EFFECT DE JET CONCENTRAT, CONSISTENT, STABIL, CU EFECT DE CURATARE CONTINUA.

iJet utilizeaza un jet de pulbere mai mic si cu duritate mai mica, care poate proteja dintii in cea mai mare masura in timpul tratamentului si are un confort ridicat.

Pudra de profilaxie recomandata:



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Detartraj supragingival - bicarbonat de sodiu, glicerina, eritritol cu particule 65µm - PT-X1

Detartraj subgingival - bicarbonat de sodiu, glicerina, eritritol cu particule 25 µm - PT-X7

Pachetul contine:

- Piesa de mana IJet2S
- Varf QC-J1 pentru airflow SUPRAGINGIVAL
- Varf QC-J2 pentru airflow SUBGINGIVAL / PARODONTAL
- 20 x varfuri de plastic pentru acces adanc parodontal / interproximal
- cupla KaVo MULTiflex

Conexiune: KaVo Multiflex - > CUPLA tip KaVo INCLUSA IN PACHET