



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Cheie dinamometrica anse Refine TW-5L



**Pret:**

**55,00 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

Cheie dinamometrica pentru anse de detartraj Refine TW-5L, compatibila cu toate tipurile de anse REFINE / WOODPECKER / Satelec / EMS.

Cheia autoclavabilă TW-5L este o unealtă concepută pentru atașarea și îndepărtarea anselor pe piesa de detartraj cu ultrasunete de la diverși producători. Are performanță și cuplu crescute, ceea ce vă permite să fixați mai sigur accesoriile și să protejați mânerul de deteriorare. Potrivit pentru utilizarea cu atașamente de la următoarele mărci: REFINE, Woodpecker, EMS, SATELEC. Poate fi sterilizata in autoclav la 134 de grade.