



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

# Aparat profilaxie supragingivala Refine iJet S Conexiune KaVo

**Pret:**

**1.990,00 lei TVA inclusa**



## **Descriere produs:**

Aparatul de profilaxie iJet 2S dispune de piesa de mana QC J1 (supragingivala) cu ajutorul carora se poate indeparta placa dentara, detritusul, tartrul si petele de pe suprafata dintilor naturali, restaurarile, implanturile si bracketii ortodontici, astfel incat sa preveniti boala parodontala.

Designul unic al duzei face ca jetul sa fie mai concentrat si poate gestiona cu usurinta zonele care nu sunt usor de curatat, cum ar fi suprafetele ocluzale, bracketii ortodontici, etc. De asemenea, poate lustrui suprafata dentara in timpul tratamentului de detartraj, astfel incat placa si pigmentul sa nu fie usor de reatasat.

**EFFECT DE JET CONCENTRAT, CONSISTENT, STABIL, CU EFFECT DE CURATARE CONTINUA.**

iJet utilizeaza un jet de pulbere mai mic si cu duritate mai mica, care poate proteja dintii in cea mai mare masura in timpul tratamentului si are un confort ridicat.

**Pudra de profilaxie recomandata:**

Detartraj supragingival - bicarbonat de sodiu, glicerina, eritritol cu particule 65µm -> PT-X1



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Pachetul contine:

- aparat IJetS
- piesa de mana supragingivala QC-J1
- cupla compatibilă KaVo Multiflex (fără lumină)

**Conexiune: KaVo Multiflex, cupla este inclusa in pachet!**