



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Kit 8 cleme diga dinti deciduali K-CLAMP Shinhung Coreea

SHINHUNG

K-CLAMP

Rubber Dam Clamp



Pret:

169,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Kit cleme de diga mata de origine coreeana pentru dintii dedicuali.

Materialul metalic este mat non-reflectorizant, ceea ce ofera o vizibilitate sporita in timpul procedurilor dentare, reducand reflexiile luminoase.

Design ergonomic si eficient, pentru a va oferi cel mai bun acces si vizibilitate a locului izolat. Elasticitatea face K-Clamps extrem de durabile si usor de manevrat. Clemele ofera un confort superior pentru pacient si previne traumatismele nedorite ale tesutului moale din jur.

Otel inoxidabil fabricat pentru a rezista la coroziune in conditii intraorale.

AUTOCLAVABILE la 121°C

Kitul contine: 8 cleme mate - #54, #55, #64, #65, #74, #75, #84, #85 Presentare

8 buc x clema diga Nr. #54, #55, #64, #65, #74, #75, #84, #85



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
