



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Acry Self pulbere 100g

Pret:

55,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Rășină acrilică autopolimerizabilă indicată pentru realizarea protezelor totale și șeilor protezelor scheletizare

Procesare: polimerizare "la rece". Rășină acrilică fluidă.

Se utilizează prin turnarea în cheie de silicon.

Proporție de mixare recomandată: 3 părți pulbere: 1 parte monomer.

Pentru rezultate optime se recomandă polimerizarea la temperatura de 45 °C și presiune 2 atmosfere pentru 10 minute.

Înlătură tehnica clasică de ambalare a protezelor mobilizabile.

Prezentare

Flacon 100g



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
