

## Scanner intraoral Panda SMART (cu fir)

**Pret:**

**55.000,00 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

Cel mai nou si mai performant scanner din gama PANDA!

### **Avantaje:**

NOU!\* Piesa de mana extrem de usoara, ceea ce o face foarte usor de operat - Cea mai usoara din seria PANDA: doar 138g!! (cu 90g mai usoara decat Panda P3)

NOU!\* Functie giroscop, prin care se poate urmari scanarea din toate unghiurile

NOU!\* Buton de comanda

NOU!\*\* Plug&Play - nu este nevoie de adaptor

\*\*caracteristici in plus fata de Panda P3

Tehnologie inteligenta (AI), ce imbunatateste procesul de scanare

Rezolutie mare, imagine clara, ce reproduce intocmai culorile naturale, la rezolutie full HD.

Viteza mare de scanare, usor de utilizat.

Imagini fidele realitatii.

Imaginile pot fi accesate prin mai multe platforme, chiar si pe telefon. Astfel, puteti trimite rapid laboratorului fisierul cazului imediat dupa scanare.

Racire prin ventilator turbo foarte silentios.

**SUNT DISPONIBILE IN TOATE CULORILE DE MAI JOS:**

### **Scannerul se poate utiliza pentru:**

- restaurari: o imagine clara, fidela, cu rezolutie mare ajuta medicul sa distinga eficient intre gingie si dinte.
- implanturi: scanarea rapida, cu un camp vizual larg, inregistreaza precis toate detaliile, inclusiv elementele metalice sau pivotii. Amprentarea digitala rapida imbunatateste considerabil confortul pacientului.
- ortodontie: precizia cu care se inregistreaza imaginea totala a celor 2 arcade economiseste timpul medicului si al pacientului si ajuta la realizarea unui tratament ortodontic eficient si rapid.

Control wireless din buton - se evita contaminarea incrucisata, prin eliminarea necesitatii de a atinge ecranul sau de a apasa pe mouse. Siguranta pacientului este, astfel, o prioritate.

Senzor de miscare - in interiorul scannerului exista un giroscop, care permite vizualizarea din diverse unghiuri a imaginilor scanate, prin simpla rotire a piesei de mana. Nu este nevoie sa atingeti ecranul pentru a

vedea imaginea.

## **Parametri si caracteristici:**

Scanarea unei arcade este foarte rapida - 1 minut

3 tipuri de varfuri, cu 3 angulatii diferite; 6 varfuri autoclavabile incluse

Precizie scanare: 5 micrometri

Acuratete: 7 micrometri

Scannerul este foarte usor - doar 138g, fiind realizat dintr-un aliaj de aluminiu folosit si in industria aeronautica.

Dimensiuni 221 x 27 x 25 mm - este cea mai subtire din gama, fiind, astfel, foarte usor manevrabila.

Camp vizual - 18x16 mm

Adancimea campului vizual: 0~20 mm

Full HD

Sistem antiaburire - incalzire inteligenta

Calibrare automata

Interfata transfer imagini - USB 3.0

***Laptopul / PC-ul\* la care il conectati trebuie sa intruneasca urmatoorii parametri minimi:***

CPU - Intel i7-8700(3.2GHz)

RAM - DDR2400 16G

Hard disk - SSD 120G

Placa video - NVIDIA GTX1060 (6G)

Sistem de operare - Windows 10 sau 11 pe 64bit



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Monitor - rezolutie 1920x1080

**\* nu este inclus in pachet**

Scannerul si celelalte accesorii (varfuri, cabluri, suport etc) vin ambalate intr-o valiza eleganta si sigura, pentru a oferi medicului mobilitate.