



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Solutie baie ultrasunete concentrat 1L UC40



Pret:

159,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Biosonic UC40 - soluția universală (soluție 2%) oferă o formulă unică și eficientă pentru pre-curățarea și decontaminarea instrumentelor dentare.

Combină proprietățile de curățare ale soluțiilor dovedite BioSonic, enzimele și protecția împotriva coroziunii pentru îndepărtarea eficientă a resturilor întărite și a murdăriei proteice (sânge, salivă, țesut etc.) de pe instrumentele de mână și rotative utilizate într-un cabinet stomatologic sau un laborator.

Conform HTM 01-05

Fără aldehide

Fără fosfat

Neamoniat

Biodegradabil

Flacon dozat 1L



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Prezentare

Flacon 1L