



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

DryDent Parotid

Pret:

59,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

DryDent® Sublingual

Sistem unic de control al salivei

Super Absorbantele au atins un nou nivel odata cu introducerea DryDent Sublingual.

Un produs unic care colecteaza si controleaza saliva produsa de glandele sublinguale si glandele submandibulare.

Este plasat sub limba pentru o colectare optima a umezelii din aria sublinguala. Calitatile super absorbante furnizeaza un mediu super uscat in timpul diferitelor proceduri. DryDent sublingual trebuie sa fie usor umed pentru o adaptare usoara in zona sublinguala a pacientului.

Confortul pacientului a fost imbunatatit datorita design-ului moale si neted, care reduce reflexele incomode de inghitire. Aspiratoarele de saliva pot fi inlocuite de DryDent Sublingual, minimizand liposuctiile incomode ale tesutului moale. Capacitatea super absorbanta a lui DryDent Sublingual mentine controlul umezelii si cand este super saturat.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Dimensiuni

L 50 x 43 x 2 mm, marime expandat: 50 x 43 x 10 mm.

S 40 x 36 x 2 mm, marime expandat: 40 x 36 x 10 mm.

Controlul umiditatii

Secretie normala: 0,25 – 0,35ml/minut

Stimulat 1-3ml/minut

Prezentare

DryDent Parotid S/L absorbant saliva x 50 bucati