


## Super-Bite X-RAY Holder film/placute fosforice



**Pret:**

**89,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Super Bite Posterior - suport universal de filme dentare si placute fosforice pentru realizarea radiografiilor periapicale prin tehnica digitala pe dintii posteriori

### Avantaje

Sistemul include suporturi pentru posteriori (rosu) - cu utilizare in toate cele patru cadrante

Suportul este destinat pentru filme si placute fosforice de diferite grosimi

Este autoclavabil la 134 C timp de cel putin 3 minute

Suportul este compatibil si cu sistemele digitale indirecte, respectiv cu toate brandurile renumite de placute fosforice

### Prezentare

Suport filme/placute fosforice Super Bite - Posterior/Anterior



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---