



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

X-Tra Base Caps 20 x 0.25g Universal

Pret:

398,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

X-Tra Base - Material compozit fluid de baza fotopolimerizabil.

Indicatii

Baza restaurare pentru cavitati de clasa I si II

Baza pentru restaurarile directe - cavitati clasa I si II

Restaurari clasa III si IV

Sigilare extensiva a fisurilor

Repararea defectelor minore de smalt

Repararea defectelor minore de estetica in restaurarile indirecte

Repararea materialelor provizorii C&B



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Avantaje

Baza a restaurarii de 4 mm intr-un singur pas

Polimerizare sigura in numai 10 secunde (nuanta universal)

Afinitate perfecta cu suprafata dentara pentru o adaptare remarcabila

Coeficient de contractie redus

Radiopacitate marita (350%Al)

Auto-nivelare

Poate fi combinat cu orice sistem de adeziune pe baza de metacrilat sau cu orice material compozit

Seringa fara pierderi de material NDT sau capsule practice Flow-Caps cu canula flexibila din metal asigura o aplicare precisa si sigura

Prezentare

X-tra Base Caps universal - 20 capsule x 0.25g