



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Clearfil Repair Kit EXP 31.07.2024

Pret:

387,50 lei TVA inclusa



Descriere produs:

CLEARFIL™ REPAIR este un sistem adeziv universal care poate fi utilizat în diferite variante și care permite repararea oricărei fracturi a dinților în doar câteva minute.

Sistemul a fost creat în mod specific pentru toate procedurile adezive directe din cabinetul stomatologic, indiferent dacă materialele tratate sunt structura dentară, ceramica, ceramica hibridă, metalul sau compozitul. Trusa conține cinci componente inovatoare de înaltă calitate: sistemul adeziv autodeminerizant testat și demonstrat CLEARFIL™ SE BOND, primerul pentru metal ALLOY PRIMER, care face ca placarea suplimentară cu staniu să devină inutilă, agentul de cuplare cu silan CLEARFIL™ PORCELAIN BOND ACTIVATOR, CLEARFIL™ ST OPAQUER, gelul deminerizant K-ETCHANT GEL cu 40% acid fosforic și accesorii.

BENEFICII

Trusă multifuncțională

Rezistență adezivă înaltă la restaurările ceramice, din ceramică hibridă și rășină compozită

Permite reparații directe în câteva minute



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Include agentul autodeminerizant CLEARFIL™ SE BOND

Conține monomerul adeziv MDP

INDICAȚII

Repararea intraorală a fațetelor/punților ceramice sau compozite fracturate

Repararea intraorală a restaurărilor total ceramice fracturate

Repararea intraorală a inlay-urilor/onlay-urilor ceramice și compozite fracturate și/sau a suprafețelor radiculare expuse

Prezentare

- Clearfil SE Bond - sistem adeziv autogrant - Primer A 6ml + Primer B 5ml
- Primer pentru aliaje metalice 1ml
- Clearfil Porcelain Bond Activator 4ml
- Clearfil ST Opaquer 4g
- K-Etchant Gel - acid deminerizant 40% sub forma de gel 6ml
- Accesorii - placuta pentru mixare, maner pentru pensula, 50 pensule