



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Masina frezat blocuri ceramica CAD-CAM Lilivis Mill

Pret:

**210.000,00 lei TVA
inclusa**



Descriere produs:

Lilivis MILL, o masina de frezat de ultima generatie, poate produce restaurari precise intr-o perioada scurta, bazate pe 4 Motoare independente de inalta performanta si axuri duble proiectate la comanda.

Viteza

Mandrina dubla de inalta performanta cu design brevetat (max. 5000RPM) prelucrare simultana in ambele axe si directii de lucru pentru frezarea rapida a restaurarilor.

Compact

Dimensiunea compacta si designul ergonomic pentru o adaptare usoara (fara compresor, pompa de apa incorporata) minimizeaza spatiul de instalare si mentine un mediu de lucru confortabil.

Precizie

Strategiile de frezare precisa a instrumentelor ofera solutii de pozitionare in timp real pentru a imbunatati



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

precizia rezultatelor prelucrării.

Usor de utilizat

Bara de afisaj cu LED-uri faciliteaza monitorizarea de la distanta a progresului de frezare, iar ecranul tactil de 7 inchii ofera acces intuitiv la progresul frezării și la o varietate de informatii de intretinere, inclusiv gestionarea instrumentelor.

Model: LM-100

Dimensiune și greutate: 743(L) x 464(D) x 455(I) mm / 61 kg

Tip de frezare: Suport pentru prelucrare umeda, frezare și slefuire (în funcție de material)

Axa: 3 axe duble

Ax: 4 motoare, axe duble, 50.000 rpm

Timp de procesare: 8~15 min. (@Frezare)

Precizie: ± 25 μ m

Material: Disilicat de litiu, sticla/ceramica hibrida, zirconiu, PMMA

Aplicatie: coroane, inlay, onlay, punti, fatete

Grosimea materialului de prelucrare: Pana la 40 mm

Utilitate: Ecran tactil LCD de 7" / Rezervor de apa incorporat

Alimentare: 200-240V AC 1,5A, 50



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
