



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Hyflex EDM OGSF secventa 25mm

Pret:

350,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Sistemul de ace HyFlex EDM ofera o solutie personalizata pentru pregatirea rapida si fiabila a cazurilor zilnice. Dovezile arata ca prin aplicarea listelor de verificare si respectarea protocoalelor standard, rezultatele reproductibile si siguranta sunt sporite. Pe baza acestei constientizari, COLTENE ofera noi fisiere HyFlex EDM concepute pentru a fi utilizate ca o secventa cu un singur protocol direct pentru a obtine o curba scurta de invatare si un tratament simplificat.

OGSF – Opener / Glider / Shaper / Finisher

Noua secventa HyFlex EDM OGSF include un dispozitiv de deschidere si un glider pentru deschiderea caii de alunecare, precum si un model de modelare a canalului radicular pe toata lungimea.

Secventa OGSF a fost dezvoltata in cooperare cu Prof. Eugenio Pedulla si ofera o senzatie lina la trecerea de la un fisier la altul datorita potrivirii optimizate a varfului si a conicitatii.

In general, veti putea atinge lungimea de lucru cu doar cateva miscari folosind miscari de atingere. Asta inseamna mai putine insertii si mai multa siguranta.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehncaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Rezultate previzibile

prin aplicarea protocolului standard OGSF

Pregatirea rapida a cutiilor zilnice

datorita potrivirii optimizate a varfului si a conicitatii de-a lungul secventei

Siguranta mai mare a pacientului

ca urmare a rezistentei ridicate la fracturile materialului si a respectarii protocolului standard OGSF

Caracteristici si Beneficii

→ Prelucrare eficienta cu performanta ridicata de taiere

→ Rezistenta ridicata la fisurare si flexibilitate

→ Pregatirea canalului radicular

→ O singura pila de modelare

→ Blister steril

Prezentare

Set 4 bucati, 25mm