



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Varf Metal Dento Infuzor

Pret:

6,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Varf aplicator pentru agenti hemostatici.

Avantaje

Metal Dento-Infusor Tips Comfort Hub este o componenta esentiala a sistemului de gestionare tisulara, fiind utilizat pentru aplicarea agentilor hemostatici direct in sulcus.

Capat metalic flexibil, cu perie la capat, ideal pentru aplicarea cu precizie a agentilor hemostatici.

Include caracteristica Comfort Hub, cu aripi de prindere mai mari, pentru atasarea si indepartarea usoara, precum si prinderea sigura si confortabila a varfului.

Indeparteaza eficient coagulul superficial.

Permite presiune usoara asupra sulcusului.

De unica folosinta.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Utilizare impreuna cu: Astringedent 15.5%, Astringedent X 12.7%, ViscoStat 20%, ViscoStat Clear 25%,
Peak Universal Bond.

Prezentare

1 buc