



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Kavitan LC

Pret:

315,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Ciment ionomer de sticla fotopolimerizabil, radioopac, biocompatibil, foarte rezistent in timp.

Indicatii

- Restaurare coronara cavitati de clasa III si V pe dinti permanenti.
- Restaurare coronara cavitati de clasa I, II, III si V pe dinti temporari.
- Baza sub obturatii de compozit sau amalgam.
- Sigilari de santuri si fosete.
- Obturatii provizorii pe dinti permanenti.
- Refaceri de bonturi dentare.

Caracteristici



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Material fotopolimerizabil, cu timp controlat de polimerizare.
- Posibilitatea realizarii unor obturatii de tip „sandwich”.
- Demineralizarea si aplicarea unui adeziv nu sunt necesare datorita adeziunii chimice puternice.
- Compatibilitate biologică remarcabila.
- Radioopac.
- Eliberare de lunga durata a ionilor de fluor.

Prezentare

1 flacon x 12g + 1 flacon lichid x 5g