



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Aginat YPEEN 800 gr

**Pret:**

**68,00 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

Material de amprentare cu timp de priza rapid. Ypeen are o vascozitate mai mare si este utilizat in cabinetele dentare si laboratoare ca material de amprentare universal.

### **Beneficii**

Calitate ridicata, dovedita

Vascozitatea mai mare faciliteaza adaptarea materialului in zonele vestibulare si linguale

Folosit in protetica dentara si ortodontie

### **Indicatii**

- Amprente pentru modele de studiu.
- Amprente pentru aparate ortodontice.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- Amprenta preliminara in edentatii partiale sau totale.
- Amprente pentru coroane si punti provizorii.
- Amprente pentru gutiere in tratamentele de albire.

### **Caracteristici**

- Reproducerea excelenta a detaliilor.
- Vascozitate optima.
- Rezistenta ridicata la compresiune.
- Revenire optima dupa deformare.

### **Prezentare**

Cutie 800g