



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehncaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Rebilda Post GT refill

Pret:

520,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Pivoti din fibra de sticla pentru restaurari de bonturi si radacini – optim pentru canale radiculare tratate endodontic.

Indicatii:

Reconstituiri de bonturi la dintii cu tratamente endodontice.

Avantaje:

Fascicul de pivoti formati din mai multi pivoti individuali;

Adaptare la toate morfologiile de canal;

Optim pentru canalele radiculare preparate mecanic;

Toate materialele din set sunt compatibile;



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Economie de timp: nu presupun indepartarea excesiva a substantei dentare;

Nu necesita o preparare minutioasa a canalului, afectand dintele minim.

Marimi:

nr. 4 - 0.8mm

nr. 6 - 1.0mm

nr. 9 - 1.2mm

nr. 12 - 1.4mm

Prezentare

Refill 5 bucati