



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

# Rebilda DC cartus 50 g plus accesorii Fluorescent

Pret:

**1.084,99 lei TVA inclusa**



## Descriere produs:

Material cu priza duala (autopolimerizabil si fotopolimerizabil), degajare redusa de caldura.

## Indicatii

- reconstituire de bonturi pe dinti vitali si nevitali
- fixarea pivotilor din rasina armata cu fibre

## Avantaje

- fotopolimerizabil pentru aplicare rapida, fara pierdere de timp
- polimerizare chimica pentru siguranta polimerizarii
- in trei nuante: albastru pentru identificare usoara, dentina pentru scopuri estetice si alb pentru contrast estetic fata de dentina
- degajare redusa de caldura, chiar in aplicari masive
- flowable
- adeziune sigura cu bondingul dedicat
- varfurile de mixare optimizate de dimenisuni reduse economisesc materialul



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- acces usor catre zonele posterioare cu ajutorul varfurilor intraorale

## **Prezentare**

- cartus 50 de grame
- canule de amestecare tip 12
- varfuri intraorale tip 3
- fluorescent