



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Brilliant Bulk Fill Flow seringa 2.3g

Pret:

220,01 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Compozit fotopolimerizabil fluid, radio-opac utilizat in obturatiile permanente.

Avantaje:

Material de obturatie pentru restaurari rapide si usoare in regiunea posterioara

Fiind bazat pe tehnologia cu umplutura Brilliant, materialul este ideal in combinatie cu Brilliant EverGlow si EverGlow Flow

O singura culoare adaptiva: MultiShade

Efectul cameleonic permite materialului sa se adapteze la o gama larga de culori dentare

Polimerizare in profunzime pana la 4mm, in 20 secunde

Straturile de pana la 4mm grosime sunt polimerizate perfect in 20 de secunde (≥ 1000 mW/cm²)

Nu necesita un strat superior, datorita proprietatilor ridicate de rezistenta la abraziune



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Datorita rezistentei excelente la abraziune, restaurarile de calitate sunt realizate eficient intr-o singura etapa, deoarece nu necesita stratul de acoperire

Prezentare

1 seringa x 2.3g