

Simplishade Bulk Fill Flow seringa 2g

Pret:

168,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Compozit fluid bulk autonivelant - o singura nuanta pentru toate nuantele VITA® Classical.

Usurinta de modelare. Tehnologia Adaptive Rheological Response Technology reduce vascozitatea in timpul manipularii, apoi isi recapata stabilitatea pentru o polimerizare usoara pentru a minimiza retusurile.

Tehnologia Adaptive Color-Blending Response Technology imita structurile smaltului si interactioneaza in mod natural cu lumina pentru o imbinare imbunatatita intre restaurare si dinte.

Avantaje:

O singura nuanta: Se potriveste cu toate cele 16 nuante VITA Classic, reducand necesitatea stocarii mai multor nuante si simplificand selectia culorilor.

Aplicare rapida si usoara: Formula auto-nivelanta faciliteaza aplicarea si modelarea, reducand timpul de tratament.

Polimerizare profunda: Permite polimerizarea straturilor de pana la 5 mm, eliminand necesitatea stratificarii

multiple si a timpilor de intarire suplimentari.

Tensiune de contractie redusa: Minimizeaza riscul de sensibilitate post-operatorie si de fracturare a marginilor restaurarii.

Adaptare marginala imbunatatita.

Consistentă asemanatoare smaltului: Permite o manipulare usoara si o finisare naturala.

Prezentare

seringa 2g