

3D Scan Spray 200ml



Pret:

175,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

3D Scan Spray - spray scanare de mare precizie datorita stratului subtire aplicat si a granulatiei omogene.

Sistemul special de pulverizare produce un strat de pulbere micro-sutire si uniform sub 3 microni.

Economie de timp, uscare imediata.

Utilizare economica, flaconul de 200 ml permite peste 400 de aplicari pe un singur dinte.

Acoperirea fina cu pulbere a eliminat tensiunea superficiala pe toate materialele de amprentare.

O singura aplicare scurta, fara timp de uscare, produce modele superioare, fara bule, in cateva secunde.

Substanta fara alcool, se usuca rapid.

Duza de aplicare cu micro varf fara infundare reduce risipa si imbunatateste precizia aplicarii.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Prezentare

Flacon 200ml