



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Rasina printare baza proteze 1L

**Pret:**

**2.390,00 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

Rasina printare pentru proteze dentare. Acest material are cea mai buna performanta in ceea ce priveste rezistenta la flexiune, duritatea ridicata si vascozitatea scazuta, fara ca produsul sa fie fragil.

Prezinta o buna stabilitate a culorii, fara gust si usor de curatat. Culoare naturala a gingiei si textura excelenta.

Se recomanda depozitarea la temperatura camerei  $23\pm 2$  cu umiditate 70%

### **Proprietati fizice (stare lichida)**

Culoare: Natural, Roz deschis, Roz deschis rosatic

Vascozitate (25°C): 750cps

Lungime de unda: 405nm

Proprietati mecanice (dupa polimerizare)



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Rezistenta la tractiune: 7%

Modul de flexiune: 2800 MPa

Rezistenta la inconvoiere: 75 MPa

Biocompatibil

Post-procesare

Timp de curatare cu etanol 95%. Curatare manuala: 20 secunde

Timp de polimerizare recomandat Fabcure 2: 10 minute - 60°C

## **Prezentare**

Flacon 1L