



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Compozit fluid Premise Flow A2 EXP 31.08.2024

Pret:

43,50 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Material nanocompozit fotopolimerizabil, trimodal fluid, indicat ca baza si liner, sigilare de santuri si fosete, reparatii ale restaurarilor protetice din compozite indirecte si materiale acrilice temporare.

Premise Flow este un compozit fotopolimerizabil, cu vascozitate medie, pentru diferite aplicatii directe. Umplutura pre-polimerizata, nano-umplutura impreuna cu Point 4 asigura o rezistenta si durabilitate optima.

Ofera rezistenta mecanica excelenta si reduce micsorarea la polimerizare

Fluid

Detectare excelenta a cariilor

O alegere buna pentru toate restaurarile estetice

Folosit in aplicatii anterioare si posterioare (liner/baza, sigilant)

Prezentare

Seringa 1.7gr (culori A1, A2, A3, A3.5)



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
