



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Premise mini kit EXP 31.10.2024

Pret:

382,50 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Nanocompozit trimodal fotopolimerizabil, universal, numarul I in topul Reality 2006. Are o compozitie bazata pe o formula unica:

- 1.nanoparticule($0.02\mu\text{m}$)- permit lustruire foarte rapida si obtinerea unui luciu extrem de durabil,
2. particulele de umplutura tip Point4 care dau aspectul de dentitie naturala, marginile obturatiei sunt invizibile-efect cameleonic real, rezistenta in timp;
- 3.particule prepolimerizate care scad contractia de polimerizare cu peste 50% fata de orice alte compozite existente pe piata, minimizand riscul de carii secundare marginale datorate microfisurilor.

Permite obtinerea unei coloristici naturale, chiar si prin folosirea unei singure nuante! Indicatii: toate tipurile de restaurari directe (cls I,II,III,IV,V, cavitati atipice, fatetari, etc),inclusiv inchideri de diasteme si treme

Prezentare

Mini Kit



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- 3 seringi x 4 g (A2, A3 smalt, A3 dentina)
- 1 seringa x 3 g acid demineralizant
- 1 flacon x 3ml OptiBond SoloPlus
- 10 varfuri cilindrice
- 10 varfuri conice
- accesorii