



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Distilator Drink



Pret:

756,51 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Apa purificata nu este apa distilata!

Autoclavele folosesc ca mediu de operare apa distilata. Chiar si apa purificata contine diferite minerale, si poate produce depuneri semnificative dupa evaporarea la temperatura ridicata, care, dupa o perioada de timp, poate duce la pierderi in sistem datorita inchiderii defectuoase.

De asemenea, poate duce la infundari ale tubulaturii inguste si a senzorului de presiune, pana la functionarea defectuasa a senzorului de temperatura si la alte defectiuni.

Odata de depunerile ajung la piesele de mana si la alte instrumente care au orificii interioare sau deschideri, va infunda tubulatura ingusta si axele, scazand astfel viteza de operare a piesei de mana, astfel reducandu-i viata. De aceea este necesara folosirea apei distilate.

Acum cu DRINK puteti avea o sursa de incredere de apa distilata de inalta calitate chiar la dvs. in cabinet!



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Voltaaj: 220V

Frecventa: 50HZ

Capacitate distilare: 1.5L/H

Dimensiunea camerei de distilare: 180×200

Dimensiuni exterioare: 290×290×390 mm

Masa: 3.5kgs

Dimensiunea pachetului ambalat: 245×285×510 mm