



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehncaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

# Ace sutura polipropilena Wego pentru practica educationala

**Pret:**

**1,60 lei TVA inclusa**



## Descriere produs:

Ace de sutura Wego de o calitate exceptionala, de la unul dintre cei mai titrati producatori specializati in sisteme de suturare, prezentand dubla lubrefiere fir (ceara si silicon pt fir matase) pentru o alunecare excelenta in tesut, si ace ascutite din otel chirurgical French 300 pentru o penetrare fara efort si fara traume a tesutului pe care urmeaza sa il suturati.

Compozitie chimica: Polipropilena

Structura: Monofilament

Culoare: albastra

Retentie putere de strangere a nodului: fara pierdere

Absorbție in masa: neabsorbabile

Indicatii: chirurgie vasculara, sutura tegument, chirurgie plastica

Lungime fir: 75 cm

Diametru ac: 3/8



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---