



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Impregum Garant L DuoSoft EXP 30.01.2025

Pret:

548,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Impregum™ Penta™ - materiale de amprentare din categoria polieteri au fost create de mulți ani și premiate în nenumărate rânduri de multe institute de evaluare independente și au devenit practic un sinonim pentru precizia de ultimă generație a amprentelor. Cu caracteristicile unice ale produsului materialele Impregum ajută stomatologii să obțină rezultate excelente de amprentare.

Caracteristici:

- Reproducere cu detalii perfecte datorită hidrofiliiei extraordinare
- Amprente perfecte fiabile de la prima încercare
- Îndepărtarea ușoară a lingurii

Inovație pentru eliberare fluid: Seringă intraorală Impregum™

- Mai multă precizie mai puțină risipă mai ușor de manevrat: obțineți-le pe toate într-un singur produs. Seringa intraorală întrunește toate caracteristicile pe care vi le puteți dori pentru a pregăti o amprenta corectă și perfectă.
- Deosebit de ușor de folosit – ușor de încărcat ușor de eliberat design ergonomic
- Aplicarea precisă duce la o acuratețe excelentă a restaurărilor finale
- Folosire și procedură foarte igienice: nu necesită curățenie multă fără dezinfectare



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Indicatii:

- Amprente inlay-uri și onlay-uri
- Amprente coroane și punți
- Amprente funcționale
- Amprente implantare

Avantaje:

- Reproducere cu detalii perfecte datorită hidrofiliiei extraordinare
- Redă detalii fine datorită proprietăților excelente de curgere
- Stres mai puțin datorită fixării imediate în poziție
- Restaurări ce se potrivesc mai bine necesitând ajustări mai puține
- Lustruire excelentă
- Îndepărtare ușoară de pe model
- Aromă proaspătă de mentă

Prezentare:

- Impregum™ Garant L DuoSoft: 4 cartușe Garant 50 ml fiecare
- 20 vârfuri de amestecare albe
-