



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Filtek Supreme Flow seringa EXP 20.02.2025

**Pret:**

**131,99 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

Tehnologia unica 3MEspe va ofera posibilitate unor restaurari foarte rezistente si estetice.

Nanocompozitul este compus din particule individuale si grupuri unice de particule de dimensiune nano care sunt lipite chimic in interiorul matricei.

Nanoclusterele se forfecheaza intr-un ritm similar cu cel al matricii rasinice inconjuratoare in timpul abraziunii.

Rezultatul este o suprafata mai fina pentru rezistenta la polisare pe termen lung.

Material compozit fluid pentru restaurari universale realizat cu nanotehnologia unica 3M.

Varful este usor de indoit, fara a modifica diametrul canulei, pentru un acces mai bun.

Seringa mai ergonomica si care elimina bulele de aer.

Estetica excelenta

Rezistenta excelenta la lustruire si uzura.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Versatil, pentru o gama larga de tehnici dentare.

### **Specificatii:**

Material nanocompozit chimic

Tip produs: compozit fluid

Tipul de polimerizare - fotopolimerizare

### **Indicatii:**

Pentru restaurari de clasa III si V.

- restaurari ocluzale mici, repararea micilor defecte in restaurari, repararea restaurarilor temporare cu rasina si acril.

### **Prezentare**

1 x seringa 2 g, Culori compozite: A1, A2, A3