



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Aspiratoare chirurgicale sterile SurgiFlexo Euronda



Pret:

145,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Canule sterile aspiratie chirurgicala, flexibile si adaptabile, ergonomice.

Ideale pentru interventii in zone greu accesibile sau cu spatiu de operare limitat. Culoarea albastra confera un contrast perfect cu tesutul, imbunatatind vizibilitatea.

Varful se poate scoate in functie de cerinte (de la 2.6mm la 4.8mm)

Fabricate din materiale biocompatibile

Avantaje

Posibilitatea de a desuruba varful permite varierea orificiului de aspiratie intre 2.6 mm si 4.8 mm, adaptandu-se astfel cerintelor de aspiratie in diferitele faze ale interventiei.

Datorita structurii flexibile si capacitatii de a mentine forma, EM45 poate fi adaptata pentru unghiuri optime in interventii precise, precum apicectomii, grefe gingivale si operatii de implantologie.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Prezentare

Cutie 20 bucati