



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Clearfil Majesty ES-2 Classic A3E EXP 30.09.2024

Pret:

110,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Compozit nanohibrid universal fotopolimerizabil pentru restaurari estetice anterioare si posterioare

Translucenta. Difuzarea luminii. Fluorescenta. Opacitate

Un concept special:

- nuantele Classic - pentru restaurari rapide
- nuantele Premium - pentru restaurari cu o estetica superioara, obtinuta prin stratificare: dentina + smalt
- nuante de translucet + o cheie de culori speciala, bazata pe nuantele Vita

Beneficii:

- umplutura 66% vol (78% din masa)
- termen de valabilitate lung: 4 ani
- culori din gama VITA



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- modelare usoara
- stabilitate cromatica: nuanta se mentine si dupa realizarea prizei
- timp de lucru - 4.5 minute la lumina ambientala normala
- proprietati de lustruire excelente
- radioopac

Indicatii:

- restaurari directe anterioare si posterioare pentru toate clasele de cavitati
- fatete directe
- corectarea pozitiei si a formei dintilor (de ex. inchideri de diastema)
- reparatii intraorale ale restaurarilor fracturate

MAI MULTE DETALII PE SITE-UL PRODUCATORULUI

In plus, tehnologia Light Diffusion ajusteaza valoarea si saturatia culorii, ceea ce face posibila recrearea cat mai fidela a aspectului dintelui natural, inclusiv a efectelor de lumina de la nivelul smaltului.

Mod de prezentare:

Seringa refill 3.6g (2.0ml)