



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Teethmate F-1 Kit Sigilant EXP 30.11.2024

Pret:

450,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Material de sigilare fotopolimerizabil pentru santuri si fosete, cu eliberare continua de fluor, cu proprietati adezive puternice.

Compozit fara umplutura, cu vascozitate scazuta, ce penetreaza adanc in santuri si in fisuri, astfel incat afectarea antagonistului este minima.

Eliberare de fluoruri pe termen lung, cu stabilitate moleculara

Manevrare foarte usoara, cu viscozitate redusa.

Permite sigilarea pana in cele mai mici detalii

Kit-ul contine:

2 x seringa Teethmate F-1 2.5ml nuanta opaque

1 x Gel K-Etchant



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

10 x godeuri pentru mixare

2 x 25 x duza pentru aplicare

1 x maner pensule aplicatoare

50 x varfuri pensule aplicatoare unica folosinta (alba)