



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Elite Relining

Pret:

710,10 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Elite Relining este un silicon de aditie elastic pentru reabilitarea (captusirea) partiala sau totala a protezelor. Mai poate fi folosit pentru a usura refacerea tesuturilor si pentru a creste stabilitatea protezelor.

Prezentare:

50ml + 4ml Primer + 10ml Varnish