



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Solebite S ExtraHard EXP 30.12.2024

Pret:

122,49 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Silicon de adiție (VPS) pentru înregistrarea ocluziei utilizat în clinicile dentare și laboratoare.

Avantaje ale utilizării:

- Duritate finală superioară;
- Ușor de administrat pe suprafața dinților;
- Confort sporit al pacientului în timpul înregistrării amprenteii, datorită gradului scăzut de rezistență al materialului;
- Polimerizare într-un timp rapid;
- Stabilitate dimensională lungă;
- Se poate tăia cu ușurință.

Date tehnice:

Timpe de mixare: 50 secunde

Timpe total de lucru: 30 secunde

Timpe de aplicare în gură: 20 secunde

Duritate după 24h: > 95 Shore A (nivel de duritate)

Schimbarea dimensională liniară: 0.13%



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Reproducere de detaliu: 20 μ m

Mod de prezentare:

x2 Solebite S ExtraHard 50ml (total 100ml)

- Vârfuri de mixare