



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Sole A-Lab Putty 95 EXP 30.12.2024

**Pret:**

**91,00 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

Kit de silicon de adiție utilizat în laboratoarele dentare.

Principalele moduri în care poate fi utilizat:

- Matrice pentru coroane/punți temporare;
- Matrice pentru proteză parțială cu rășină rece;
- Matrice pentru proiectarea structurilor metalice;
- Matrice pentru tehnici de verticulator.

Avantaje ale utilizării:

- Reproducere ideală a detaliilor;
- Material dur după polimerizare;
- Ușor de dozat și de amestecat;
- Stabil și precis în timpul repoziționării;
- Utilizabil în timp, chiar și după un timp îndelungat;
- Compatibil cu scannerele CAD/CAM.

Date Tehnice:

- Timp de mixare: 30 secunde
- Timp total de lucru: 2 minute



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- Timp de pregătire: 6 minute
- Duritate după 24h: 95 Shore A (nivel de duritate)
- Schimbarea dimensională liniară: - Recuperare elastică: > 99.5%

Mod de prezentare:

- 1x Sole A Lab Putty 95 Bază 1.5kg
- 1x Sole A Lab Putty 95 Catalizator 1.5kg