



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Autoclav cls. B 23 litri Touchscreen usa automata

Pret:

10.965,01 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Autoclav de ultima generatie prevazut cu un panel de control touchscreen pe usa de incarcare frontala, cu control digital pentru toate functiile si interfata foarte usor de folosit. Accesul la toate functiile autoclavului este simplu, intuitiv si foarte usor, totul desfasurandu-se prin apasarea indicatorilor touchscreen de pe usa frontala a autoclavului. Designul este foarte sobru si modern, beneficiind de o usa frontala din sticla neagra, fara margini, fara manere, fara butoane. Inchiderea si deschiderea usii se face automat, la atingerea unui buton. **Touchscreen and endlessly clean!**

Caracteristici functionale: Generarea vaporilor si incalzirea boilerului sunt separate. Pentru a separa generarea vaporilor si incalzirea boilerului, s-a adoptat un generator de aburi pentru a produce vaporii, care poate controla viteza si cantitatea de aburi, astfel salvand apa. In plus, intervalul de service este marit datorita faptului ca boilerul opereaza la o temperatura scazuta. **Control multipunct al generarii de vapori** Cu controlul multipunct, suprapresiunea este redusa drastic, starea de sterilizare devine mult mai stabila, si timpul necesar pentru a intra in sterilizare este sensibil redus. **Fuzzy control al incalzirii boilerului** Adoptand tehnologia fuzzy control, controlul incalzirii boilerului este mult mai precis, si devierile pozitive si negative de temperatura pot fi controlate intr-un interval de 0,5 grade C. **Inregistrarea automata a timpului de inceput si sfarsit al sterilizarii** Sistemul de ultima generatie de control va inregistra automat timpul de inceput si de sfarsit al sterilizarii. **Ajustare automata si manuala a parametrilor senzorului de temperatura** Ajustarea parametrilor este automata, dar este disponibila si reglarea manuala a parametrilor, in functie de cerintele dvs. **Mod de setare a datei si orei** Data si ora pot fi setate dupa dorinta dvs., intr-un interval de 100 de ani. **Avantaje:**



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Ecran touchscreen capacitiv, functionabil inclusiv cu manusi!
- Design cu deschidere larga, convenabil pentru a introduce sau a scoate instrumentele
- Fereastra larga de ventilare, disipare a caldurii rapida si eficienta.

spatiu fizic 23 L temperatura de sterilizare: 121°C,134°C inregistrare de date: stick USB Procedura de uscare: uscare cu vacuum Display: TOUCHSCREEN test: Bowie&Dick,Leak inregistrarea sterilizarii: Exista un conector micro-printer (imprimanta optionala), prin care se inregistreaza tot procesul de sterilizare. Deasemenea, este prevazut cu port USB pentru inregistrarea parametrilor pe STICK. Functionalitati de siguranta: Valva de suprapresiune si sistem computerizat de diagnoza si alarma alimentare cu apa : Rezervoare (3.5L apa distilata and 5 litri apa reziduala) Voltaj: 220V±10% putere: 2300W(10A) Suporturi instrumente: 3 tavite Dimensiunile camerei: 250mm*450mm Masa neta: 55Kg

Prezentare video