



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Detergent instrumentar Eurosept Xtra 5L



Pret:

350,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Solutia enzimatica pentru curatarea instrumentelor ofera o buna compatibilitate cu materialele si, prin urmare, este concentratul de curatare ideal pentru reprocessarea manuala a instrumentelor chirurgicale.

Nu face spuma si este potrivit pentru utilizarea intr-o baie cu ultrasunete. Agentul de curatare enzimatica ofera performante excelente de curatare prin combinarea agentilor tensioactivi neionici cu un complex stabilizat de trei enzime.

Formula cu autoactiune patrunde si indeparteaza eficient toate tipurile de contaminanti organici, cum ar fi sangele coagulat si secretiile, chiar si in zonele greu accesibile. Potrivit pentru baia cu ultrasunete.

Curatarea instrumentelor: 1% (10 ml/L).

Curatare in baie cu ultrasunete: 0,5% (5 ml/L).

Temperatura: Se prepara solutia cu apa calda (30 - 40 °C).

Timp de expunere: minim 5 minute.

Conform Directivei UE 93/42/EEC pentru dispozitive medicale.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Miros neutru

Prezentare

Bidon 5L