



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Rasina printare Denturetec baza proteze



Pret:

2.200,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

DENTURETEC este o rasina compozita remarcabila din punct de vedere calitativ pentru fabricarea bazelor de proteza extrem de biocompatibile cu ajutorul imprimantelor 3D ASIGA (385nm).

Pentru toate tipurile de baze de proteza

Productie usoara, rapida si precisa

Biocompatibilitate remarcabila: fara monomeri reziduali dovediti si fara MMA

Proprietati fizice foarte bune

Rezistenta la incovoiere > 100 MPa

Modulul E: > 1000 MPa

Prezentare



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Flacon 500g