



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Rasina printare Crowntec dinti definitivi

Pret:

3.800,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

CROWNTEC este o rasina compozita remarcabila din punct de vedere calitativ pentru fabricarea de restaurari permanente biocompatibile.

Pentru coroane permanente, inlays, onlays si fatete

Pentru proteze dentare puternice

Pentru punti provizorii

Material monofazic extrem de estetic, cu o opacitate perfect adaptata

Biocompatibilitate remarcabila: fara substante eluabile in mediu apos

Gata de utilizare - nu necesita preamestec

Termen de valabilitate total de 4 ani

Rezistenta la flexiune > 135 MPa (medie)



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

E-Modul: > 4000 MPa

Nuante: A2, A3, B1

Consecventa - Vascozitate medie, omogena

Culoare - Respecta standardul VITA®

Termen de valabilitate 4 ani

Rezistentă la încovoiere DIN EN ISO 4049

> 135 MPa (medie)

Modulul de elasticitate DIN EN ISO 4049

> 4000 MPa

Duritatea Barcol

> 40

Aparat medical

Clasa II (SUA) / Clasa IIa (UE, AU)

Prezentare

Flacon 500g