

Unit Dentar Lifedent E9-i cu bratele pe sus



Pret:

38.999,99 lei TVA inclusa

Descriere produs:

CONSULTAȚI BROSURA IN LIMBA ROMANA

CONFIGURAȚIE OFERITĂ

Masa medicului

1 x Seringă cu 3 căi (apă, aer, jet)

1 x Ieșire cu fibră optică

1 x Micromotor Electric cu Lumină LED

1 x Ieșire Midwest (4 orificii)

1 x Aparat Detartraj Refine N3000L cu funcție General, Perio și Endo, cu lumină. Include 6 anse.

Modul asistentă

1 x Aspirație salivară

1 x Aspirație chirurgicală tip Venturi (funcționare pe aer din compresor). La cerere se poate atașa Pompă Chirurgicală electrică

1 x Lampă fotopolimerizare Refine MaxCure G

1 x Tăviță metalică

Alte dotări INCLUDE

Boiler pentru apă caldă la pahar pacient

Lampă scialitică bi-focală tip Avansat V5

Sistem de folosire apă distilată pentru piesele de mână

Upgrade la Piele Siliconică de grad medical, anti-bacterian, calitate LUX made in Italy

Mișcare scaun sincronizată tip Ti-Motion cu Soft Start-Stop



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Sistem cameră intraorală tip Lifedent A3M-X

Scaun Medic

Suport lombar și cervical pentru pacient

CHEIE DE CULORI PENTRU TAPIȚERIE: