



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Compresor dentar carcasat insonorizat

Pret:

4.900,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Compresor dentar silentios, carcasat, pe roti pentru o mobilitate foarte buna. Poate fi pozitionat in incaperea in care este unitul dentar, nivelul de zgomot fiind unul redus.

Specificatii:

Compresor cu aer

Putere: 1500W;

Viteza de actiune: 1450 rpm;

Capacitate de lucru: maxim 2 unituri dentare;



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Capacitate : Butelie 50L;

Debit de aer livrat: 203 litri/minut

Presune maxima: 8 bari;

Nivel de lucru 50 dB (foarte redus, poate fi tinut in aceiasi camera cu unitul dentar)

Dimensiuni: 530*570*920 mm;

Greutate produs: 24kg;

4 roti de miscare pentru o manevrabilitate usoara;

Materiale de calitate superioara, radiatorul fiind din cupru.