



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Activator ultrasonic Actor iPro

Pret:

1.589,99 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Activatorul ultrasonic fara fir Actor iPro, ofera o noua experienta in activarea solutiilor pe canalul radicular.

DOUA MODURI DE LUCRU

Optiunile regulate si de mare putere, indeplinesc cerintele diferitelor situatii.

LUMINA FRONTALA

Lumina LED ofera o vedere mai buna in interiorul cavitatii bucale.

INCARCARE FARA FIR

Echipat cu incarcator wireless, mai rapid si mai convenabil.

AMPLITUDINE MICA, PUTERE MARE

Tehnologie ultrasonica, amplitudine redusa, dar cu putere mare, mai stabila si mai putin zgomotoasa in timpul lucrului.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Ansele indeplinesc mai multe cerinte privind situatiile canalului radicular - 3TIPS/E98 ; 3TIPS/EL96

Control variabil al frecventei, frecventa este ajustata automat in timpul tratamentului

2 intervale de putere de lucru

Foarte usor

Disponibil cu 4 varfuri de activare

Baterie puternica: 1600 mAh

Incarcare wireless

Lumina frontala

Control fara fir (optional)