



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Activator ultrasonic Actor iPro

**Pret:**

**1.589,99 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

Activatorul ultrasonic fara fir Actor iPro, ofera o noua experienta in activarea solutiilor pe canalul radicular.

### **DOUA MODURI DE LUCRU**

Optiunile regulate si de mare putere, indeplinesc cerintele diferitelor situatii.

### **LUMINA FRONTALA**

Lumina LED ofera o vedere mai buna in interiorul cavitatii bucale.

### **INCARCARE FARA FIR**

Echipat cu incarcator wireless, mai rapid si mai convenabil.

### **AMPLITUDINE MICA, PUTERE MARE**

Tehnologie ultrasonica, amplitudine redusa, dar cu putere mare, mai stabila si mai putin zgomotoasa in timpul lucrului.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Ansele indeplinesc mai multe cerinte privind situatiile canalului radicular - 3TIPS/E98 ; 3TIPS/EL96

Control variabil al frecventei, frecventa este ajustata automat in timpul tratamentului

2 intervale de putere de lucru

Foarte usor

Disponibil cu 4 varfuri de activare

Baterie puternica: 1600 mAh

Incarcare wireless

Lumina frontala

Control fara fir (optional)