

## Cart mobil HS-01



**Pret:**

**1.500,00 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

Cart mobil, integral metalic, pe roti pentru o manipulare usoara.

Este dotat cu trei conexiuni la priza pe coloana centrala pentru conectarea usoara a tuturor aparatelor mici din cabinet.

Prezinta doua polite, plus polita inclinata de la nivelul solului, destinata stocarii si manipularii usoare a pedalei (de exemplu pentru fiziodispenser, motor endo, etc).

Rotile cu suprafata din cauciuc moale pentru a nu zgaria suprafata din cabinetul dvs.

Culori disponibile: Alb