


## Radiator autoclave Runyes Pentru modelele 18L, 23L



**Pret:**

**465,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Acest radiator este o componentă esențială a autoclavelor Runyes, fiind responsabil pentru disiparea eficientă a căldurii generate în timpul procesului de sterilizare. Fabricat din materiale de înaltă calitate, inclusiv țevi de cupru și aripioare de aluminiu, acest radiator asigură o conductivitate termică excelentă și durabilitate pe termen lung.

Radiatorul este proiectat pentru a menține autoclava la temperaturi optime de funcționare, prevenind supraîncălzirea și asigurând o sterilizare consistentă și sigură a instrumentelor medicale.

### Specificații generale:

- **Material:** Țevi din cupru pentru o conductivitate termică superioară, aripioare din aluminiu pentru disiparea rapidă a căldurii.
- **Funcție:** Disiparea căldurii generate în timpul ciclurilor de sterilizare, menținând autoclava la o temperatură sigură și eficientă.
- **Compatibilitate:** Proiectat special pentru a fi utilizat cu autoclavele Runyes, dar poate fi compatibil și cu alte modele de autoclave care utilizează un sistem de răcire similar.
- **Design:** Compact și eficient, ușor de integrat în structura autoclavei și accesibil pentru întreținere sau

înlocuire.

Utilizare:

Acest radiator este crucial pentru funcționarea corectă a autoclavei, asigurând că temperatura internă este controlată corespunzător pentru a preveni defectele sau deteriorarea echipamentului. Este un component indispensabil pentru asigurarea unei sterilizări fiabile și repetabile în mediul medical și stomatologic.