

Termostat generator aer Runyes – Autoclave Runyes, modele 18L, 23L

Pret:

140,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Termostat autoclave Runyes - Alb

Acest termostat metalic pentru autoclavele Runyes este proiectat pentru a controla temperatura în interiorul autoclavei, asigurând că procesul de sterilizare se desfășoară la temperatura corectă. Este fabricat din materiale de înaltă calitate, rezistente la temperaturi ridicate, și este esențial pentru funcționarea sigură și eficientă a echipamentului.

Specificații generale:

- Material: Metal și plastic termorezistent
- Funcție: Controlul și menținerea temperaturii corecte în timpul ciclurilor de sterilizare
- Compatibilitate: Autoclave Runyes
- Caracteristici speciale: Design robust pentru utilizare în condiții de temperatură ridicată.

Termostat autoclave Runyes - Maro

Termostatul de culoare maro pentru autoclavele Runyes reglează temperatura la niveluri precise pentru a

garanta sterilizarea eficientă a echipamentelor medicale. Acest termostat este fabricat dintr-un material termorezistent durabil, oferind un control fiabil al temperaturii.

Specificații generale:

- Material: Plastic maro și metal
- Funcție: Reglează și menține temperatura necesară în timpul sterilizării
- Compatibilitate: Autoclave Runyes
- Caracteristici speciale: Rezistență ridicată la căldură, compatibil cu diverse modele de autoclave.

Termostatele prezentate (alb și maro) se vând separat și nu sunt disponibile ca set. Fiecare termostat trebuie achiziționat individual, în funcție de necesități.