



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Generator abur 230V autoclave Runyes

Pret:

680,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Acest generator de abur, fabricat de Runyes, este special conceput pentru autoclavele Runyes. Funcționând la o tensiune de 230V, acesta generează aburul necesar în procesul de sterilizare, asigurând astfel eficiența și siguranța procedurilor medicale. Materialele de înaltă calitate și designul robust garantează o durată de viață extinsă și o performanță fiabilă.

Specificații generale:

- Tensiune: 230V
- Funcție: Generarea aburului necesar pentru sterilizare în cadrul autoclavelor.
- Material: Aluminiu, cabluri de izolație termică și componente rezistente la temperaturi ridicate.
- Compatibilitate: Proiectat exclusiv pentru utilizare în autoclavele Runyes.
- Caracteristici speciale: Sistem de cabluri izolate pentru siguranță maximă, eficiență ridicată în generarea de aburi, construcție durabilă și rezistentă la uzură.

Utilizare: Generatorul de abur este esențial pentru funcționarea optimă a autoclavelor Runyes, asigurând sterilizarea eficientă a echipamentelor medicale prin producerea de abur la temperaturi ridicate. Este un component indispensabil care contribuie la menținerea standardelor ridicate de igienă și siguranță în mediul medical.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
