



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Electrovalvă blocaj aer Runyes

Pret:

580,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Electrovalva de blocaj aer pentru autoclave Runyes este o componentă esențială pentru gestionarea fluxului de aer în sistemele de sterilizare. Aceasta asigură un control precis al presiunii și al fluxului de aer, necesare pentru funcționarea optimă a autoclavei. Fabricată din materiale de înaltă calitate, cu un corp din alamă robust și un modul de control electric fiabil, electrovalva este proiectată pentru durabilitate și performanță în medii medicale solicitante.

Funcționalitate:

- Electrovalva controlează deschiderea și închiderea fluxului de aer în autoclava Runyes, esențial pentru menținerea presiunii corecte în timpul procesului de sterilizare.
- De asemenea, contribuie la siguranța și eficiența operațională a autoclavei prin blocarea fluxului de aer atunci când este necesar, prevenind orice pierdere de presiune care ar putea compromite sterilizarea.

Caracteristici Tehnice:

- Tensiune de operare: 24V DC
- Putere: 12W
- Rating de operare continuă: ED 100%
- Protecție IP: 00/65 (Protecție împotriva prafului și a apei)



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Material: Corp din alamă cu modul de control din plastic rezistent.
- Compatibilitate: Special concepută pentru autoclave Runyes.
- Cod produs: Best-Nr. 0200