



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

PICIORUSE AUTOCLAV RUNYES

Pret:

39,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Piciorușele pentru autoclave Runyes sunt componente esențiale care asigură stabilitatea și echilibrul echipamentului. Aceste piciorușe sunt fabricate dintr-un material plastic durabil, proiectat să reziste la condițiile de utilizare intensă și la greutatea autoclavei. Designul lor este optimizat pentru a absorbi vibrațiile și a proteja suprafața pe care este plasată autoclava.

Funcționalitate:

- Piciorușele asigură stabilitatea autoclavei în timpul funcționării, reducând vibrațiile și prevenind deplasările accidentale.
- Protejează suprafața de lucru de zgârieturi sau alte deteriorări cauzate de greutatea echipamentului.

Caracteristici tehnice:

- Material: Plastic rezistent la uzură și temperaturi ridicate.
- Compatibilitate: Proiectate special pentru autoclave Runyes.

Nota importantă:

Piciorușele pentru autoclave se vând separat și nu sunt disponibile ca un set. Asigurați-vă că achiziționați



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

numărul corect de piciorușe în funcție de nevoile echipamentului dvs. pentru a menține stabilitatea și siguranța acestuia.