



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Filtru Apa autoclave Runyes de 17L, 18L și 23L

Pret:

30,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Filtrul pentru rezervorul de apă al autoclavelor Runyes este un component esențial destinat să asigure puritatea apei utilizate în procesul de sterilizare. Fabricat dintr-un material transparent de înaltă calitate, acest filtru este proiectat pentru a prinde impuritățile și a proteja echipamentul de contaminări. Designul său permite o verificare vizuală ușoară a stării filtrului, astfel încât să poată fi înlocuit la timp pentru a menține performanța optimă a autoclavei.

Funcționalitate:

- Filtrul captează particulele și impuritățile din apa folosită în autoclave, asigurând o sterilizare eficientă și protejând componentele interne ale echipamentului de uzura prematură.
- Materialul transparent permite utilizatorului să inspecteze vizual starea filtrului fără a-l demonta, facilitând întreținerea regulată.

Caracteristici tehnice:

- Material: Plastic transparent rezistent, care permite monitorizarea ușoară a impurităților.
- Compatibilitate: Conceput special pentru autoclave Runyes

Nota importantă:



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Poza afișează filtrul într-o manieră care să evidențieze transparența produsului și să faciliteze identificarea sa. Filtrul este complet transparent, ceea ce permite o verificare vizuală simplă și rapidă a stării acestuia în orice moment.