



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

# SENZOR TEMPERATURA INTERNA AUTOCLAV RUNYES

**Pret:**

**110,00 lei TVA inclusa**



## Descriere produs:

Senzorul de temperatură internă pentru autoclave Runyes este o componentă critică ce monitorizează precis temperatura din interiorul camerei de sterilizare. Acest senzor este fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate, asigurând durabilitate și rezistență la condițiile extreme de temperatură și umiditate întâlnite în timpul procesului de sterilizare. Rolul său este de a furniza citiri exacte ale temperaturii, esențiale pentru asigurarea unei sterilizări eficiente și sigure.

## Funcționalitate:

- Monitorizează temperatura internă a autoclavei în timp real, asigurând menținerea valorilor optime necesare pentru sterilizare.
- Contribuie la prevenirea supraîncălzirii echipamentului și la protecția împotriva fluctuațiilor de temperatură.

## Caracteristici tehnice:

- Material: Oțel inoxidabil pentru rezistență și durabilitate în condiții de temperatură ridicată.
- Compatibilitate: Proiectat special pentru autoclave Runyes.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- Precizie: Asigură citiri precise ale temperaturii pentru a garanta o sterilizare corectă.

Nota importantă:

Imaginea prezentată este utilizată pentru a evidenția designul robust al senzorului și materialul de calitate din care este realizat. Asigurați-vă că selectați senzorul corespunzător pentru modelul specific al autoclavei dvs.